



# MANUAL *Erection System*®

## Vakuüm-Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion (Impotenz)

### Anwendung:

Das **MANUAL *Erection System*®** ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen. Die manuell betriebene Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penis gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Das **MANUAL *Erection System*®** lässt sich leicht mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Alle Teile, auch die Stauringe in vier verschiedenen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden. Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

### Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

### Das **MANUAL *Erection System*®** besteht aus:

- manueller Pumpenkopf
- transparenter Zylinder
- Stauringführungshülse 1 und 2
- Konus
- 4 verschiedene Stauringe (10; 12,5; 15 und 20 mm Innendurchmesser)
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung
- Animationsfilm auf DVD

EAN: 4013273001175

Art. Nr.: MES 01

Made in Germany



Medizinprodukt



# MANUAL *Erection System*®

Vacuum erection device for erectile dysfunction (Impotence)

## Application:

The **MANUAL *Erection System***® is a medical device for achieving an erection. The manual pump creates a vacuum in the cylinder around the penis. This draws blood into the shaft of the penis and causes it to swell and become erect. One of the constriction rings is then slid down over the shaft of the penis. This prevents blood from flowing back out of the penis when the cylinder is removed and also maintains the erection. The thus obtained erection allows for normal and satisfying sexual intercourse.

The **MANUAL *Erection System***® can be easily cleaned with warm water and mild soap. All parts, including the constriction rings in four different sizes, can be reordered years later. All parts are kept for re-use in the bag supplied.

## Indication: erectile dysfunction caused by:

- Diabetes
- Hypertension (high blood pressure)
- Disorder of the cardiovascular system
- high blood lipid concentration
- Depressions or other mental disorders
- neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
- Prostate gland disorder and/or prostate surgery
- Vascular disease of the glands penis
- Disorder of the liver or kidneys
- cardiac infarction or stroke
- side effects of pharmaceuticals (medication) (for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, high blood lipid concentration, anti-inflammatory, anti-depressive and for dehydration)
- hormonal or mental disorder
- alcohol and drug abuse
- smoking

## The **MANUAL *Erection System***® consists of:

- manual pumphead
- translucent cylinder
- constriction ring guide sleeves 1 and 2
- cone
- 4 different constriction rings (10; 12.5; 15 and 20 mm inner diameter)
- lubricant
- instructions for use
- storage bag
- animation and images on DVD

EAN: 4013273001175

Art. Nr.: MES 01

Made in Germany



medical device