

Lympha Press®

Lympha Press Geräte sind Therapiegeräte zur intermittierenden pneumatischen Kompression, kurz IPK. Sie ermöglichen eine wirksame und schonende Therapie von Lymphödemen, Lipödemen und traumatischen Ödemen, venösen Stauungen und Ulcera. Sie sind auch zur Thromboseprophylaxe einsetzbar.

Lympha Press Geräte werden seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich eingesetzt.

Lympha Press Geräte sind zeit- und druckgesteuert. Das bedeutet, dass sie in einer vom Gerät vorgegebenen Zeit den individuell eingestellten Druck erzeugen. Bei den ersten zwei Druckzyklen flutet der Druck schonend an,

danach werden alle Luftkammern zweimal pro Minute sequentiell gefüllt und entleert. Dieser besonders gefäßschonende und effektive Druckzyklus ist ein weiterer Vorteil der Lympha Press Systeme.

Lympha Press® Optimal

Neu entwickeltes 12-Kammer-Klinikgerät für eine rasche und effiziente Entstauungstherapie – speziell für den Einsatz in Kliniken und Facharztpraxen.



- 4 Therapieformen in einem Gerät
- Pre-Therapiezyklus zur optimalen Vorbereitung der Entstauung
- Pre-Therapiezyklus kombinierbar mit Lympha Press oder Lympha Wave Zyklus
- Druckzyklen, Druckstärken, Pause und Therapiedauer sind frei wählbar
- Individuelle Therapieeinstellungen für jeden Patienten
- Stufenlos einstellbare, geeichte Druckkontrolle von 20 bis 90 mmHg

Lympha Press® Mini

Geeichtes und stufenlos einstellbares, zeit- und druckgesteuertes 12-Kammer-System. Zur Behandlung aller Formen von Lymph- und Lipödemen in Kliniken, Praxen und für die Therapie der Patienten zu Hause.



- Variable Druckkontrolle von 20 bis 80 mmHg
- Gleichzeitige Behandlung von zwei Extremitäten
- Behandlungszyklus 30 Sekunden
- Zeitregler zur Einstellung der Behandlungsdauer
- Leicht zu bedienen durch nur zwei Schalter
- Wirksame, schnelle, schmerzlose und schonende Behandlung
- Kompakt und leicht mit nur 5 kg